

URGO Ultra Protection - Ultra Protezione: per la protezione delle ferite superficiali.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulire, disinfettare, sciacquare e asciugare accuratamente la ferita e la pelle circostante. Applicare la medicazione facendo aderire bene i bordi. Sostituire la medicazione almeno due volte al giorno.

TAMPONE

Tampone antiaderente impregnato di soluzione antisettica (benzalconio cloruro: 960 mg/m²) che agisce da protezione antimicrobica in caso di piccole ferite.