

URGO Collutorio

PREPARATO PROTETTIVO DELLA MUCOSA ORALE - ACQUA GENGIVALE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Urgo Collutorio è un dispositivo medico innovativo che rappresenta un'evoluzione all'impiego dell'acido ialuronico, il polisaccaride ubiquitariamente presente nei tessuti del corpo umano dove svolge diverse e fondamentali funzioni biologiche. Grazie alle sue proprietà filmogene e idratanti consente un'azione protettiva mantenendo le cellule epidermiche della mucosa in uno stato di trofismo tale da favorire indirettamente il processo di rigenerazione cellulare della mucosa lesa.

L'integrità del tessuto epiteliale della cavità orale (mucosa orale) è di fondamentale importanza per assicurare la naturale funzione protettiva che esso svolge nei confronti delle aggressioni da agenti patogeni (microrganismi e sostanze tossiche) responsabili di compromettere ed aggravare l'evoluzione della lesione stessa. L'aspetto innovativo della composizione di Urgo Collutorio è l'impiego dell'acido ialuronico a basso peso molecolare e bassa viscosità che svolge un'azione protettiva grazie alle sue proprietà filmogene. Urgo Collutorio è ben tollerato dalla mucosa orale, non comporta effetti indesiderati e non ha controindicazioni specifiche. Urgo Collutorio può essere utilizzato senza particolari restrizioni.

INDICAZIONI

Urgo Collutorio è indicato sia a scopo preventivo, per conservare l'integrità della mucosa orale, sia a scopo protettivo in grado di favorire indirettamente il processo fisiologico di riparazione delle lesioni della mucosa, quale che sia la causa responsabile: interventi odontostomatologici, come l'ablazione del tartaro, protesi mobili quali dentiere ed apparecchi odontotecnici, lesioni della mucosa orale e delle gengive dovute a cause diverse (bruciature, infettive, traumi, contusioni, farmacologiche), in particolare lesioni della mucosa del cavo orofaringeo. Inoltre, il prodotto è anche indicato come protettivo e coadiuvante nel trattamento delle afte in quanto, oltre ad alleviarne il dolore, ne promuove la guarigione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Effettuare uno sciacquo orale e, quando indicato, anche gargarizzare con 5-10ml di prodotto (vedi tacche del bicchierino dosatore), secondo la gravità delle lesioni o secondo indicazione del medico. L'applicazione deve essere fatta almeno 3 volte al giorno al fine di mantenere a lungo il film protettivo sulla parte da trattare. Per lo stesso motivo se ne consiglia l'utilizzo dopo i pasti e dopo aver provveduto alla corretta igiene orale; l'applicazione, se necessario, può essere ripetuta nel corso della giornata avendo cura di distanziare adeguatamente l'introduzione di cibo per mantenere l'efficacia della composizione sulla mucosa orale.

COMPOSIZIONE

Aqua (Water), Glycerin, Sodium Hyaluronate, PVP, PVM/MA Copolymer, Disodium EDTA, Potassium acesulfame, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Sodium Benzoate, Flavourings (Aromas).

AVVERTENZE

Sospendere il trattamento in caso di fenomeni irritativi o di ipersensibilità al prodotto, consultando il proprio medico qualora i sintomi persistessero.

La funzionalità e la sicurezza del prodotto sono garantite esclusivamente dall'integrità della confezione primaria.

Chiudere il flacone subito dopo l'uso.

Leggere le istruzioni per l'uso.

Conservare fuori della portata dei bambini. Il prodotto non è stato testato nei bambini.

CONTENUTO

Flacone 150 mL

